



nivellipso[®]
smiles made in switzerland

A clear winner

effektiv, ästhetisch, komfortabel

A brand new aligner system

innovativ, anwenderfreundlich, präzise



Als Zahnarzt sind Sie großem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Eine Situation, auf die Sie am besten mit einer sinnvollen Erweiterung Ihres Behandlungsspektrums reagieren. Mit einem neuartigen Aligner-System, das sich problemlos in Ihren Praxisalltag integrieren lässt.

Immer mehr Patienten legen Wert auf gesunde, schöne und gerade Zähne. Ein Wunsch, den Sie als Zahnarzt jetzt in vollem Umfang erfüllen können. Mit dem nivellipso-Aligner sind einfache kieferorthopädische Malokklusionen auch in Ihrer Praxis ganz leicht behandelbar. Das fort-

schrittliche System aus der ersten Schweizer Aligner-Manufaktur nivellmedical AG ist für KFO-Einsteiger bestens geeignet und garantiert präzise Ergebnisse – ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Attachments.

Drei wesentliche Produktmerkmale unterscheiden nivellipso von anderen Aligner-Schienen:



Maximal transparentes Material

Unsere Aligner werden aus einem **biokompatiblen** PET-G-Tiefziehmaterial hergestellt, das in Bezug auf Bruchfestigkeit, Elastizität und Formstabilität überzeugt. Es ist **gut verträglich** und eignet sich hervorragend für alle Indikationen der kieferorthopädischen Schienentherapie. Bei der Verarbeitung stand **höchste Transparenz** im Vordergrund. Dadurch ist nivellipso **besonders diskret** und ästhetisch.



Außergewöhnlich effektives Design

Im Gegensatz zu anderen Aligner-Systemen überdeckt der nivellipso-Aligner **einen Teil der Gingiva und nutzt zusätzlich die Flächen der Interdentalräume**. So werden ein passgenauer Sitz, eine bessere Retention und eine **wirkungsvollere Kraftübertragung** erreicht. Das sorgt dafür, dass die Aligner **optimal** anliegen und **effizienter** wirken – **ohne zusätzliche Attachments oder Hilfsmittel**.



Innovatives 3-Schienen-System

In jeder Behandlungsphase kommen **drei Schienen mit unterschiedlicher Materialstärke** (soft, regular, intense) zum Einsatz. Die Kombination aus dem **besonderen Design**, das die gesamte zur Verfügung stehende Zahnoberfläche nutzt, und dem **3-Schienen-System** sorgt für eine **konstante Kraftübertragung** und angenehmen Tragekomfort. Die Zähne werden **sanft und schonend, aber sehr effektiv** in die geplante Position bewegt.



Keep it simple

minimaler Aufwand, maximaler Service,
schnelle Erfolge

nivellipso macht es Ihnen leicht, Ihr Therapieangebot zu erweitern: Die Behandlung mit unserem nahezu unsichtbaren und maximal transparenten Zahnkorrektursystem lässt sich problemlos in den Praxisalltag integrieren. Unser Team aus erfahrenen KFO-Experten steht Ihnen jederzeit gerne beratend zur Seite – persönlich, telefonisch und online.

In folgenden Schritten läuft die Behandlung mit nivellipso ab:

1. Schritt: Befunderhebung in der Praxis

Zu Beginn erstellen Sie aus OK- und UK-Abformungen ein Gipsmodell, das Sie an uns übersenden. Falls Sie bereits mit einem Intraoralscanner arbeiten, laden Sie die Scans (offene STL-Dateien) einfach direkt auf nivellonline hoch – unsere firmeneigene Plattform zur Behandlungsplanung.

2. Schritt: Therapieplanung leicht gemacht

Unsere Software zur Behandlungsplanung ist intuitiv bedienbar, die Pflichtangaben für die individuelle Behandlungsplanung sind bewusst auf das Wesentliche reduziert. Die gelieferten Unterlagen werden von uns auf Vollständigkeit geprüft – das sorgt für 100%ige Planungssicherheit.

3. Schritt: Besprechung und Freigabe

Nach Abschluss der Planung erhalten Sie einen aussagekräftigen Therapievorschlag, der detailliert über Dauer, Verlauf und Kosten der Behandlung informiert. Eine perfekte Basis für die persönliche Fallbesprechung mit Ihren Patienten.

4. Schritt: Start der Behandlung

Nach der Freigabe beginnen wir mit der Fertigung der individuell hergestellten Schienen-Sets, die nach ca. 2–3 Wochen in Ihrer Praxis eintreffen. Bei Ihren ersten Behandlungsplanungen beraten und unterstützen wir Sie auch gerne persönlich und vor Ort in Ihrer Praxis.

5. Schritt: Planmäßiger Therapieverlauf

Jedes Set besteht aus drei Schienen mit unterschiedlichen Materialstärken (soft, regular, intense), die jeweils eine Woche getragen werden. Eine regelmäßige Kontrolle gewährleistet einen optimalen Behandlungsverlauf und eine perfekte Zahnhygiene.

6. Schritt: Ergebnisse sichern (Retention)

Um die mit nivellipso optimal in den Zahnbogen eingereichten Zähne lebenslang in ihrer neuen Position zu halten, sollten Sie Ihren Patienten Retentionsmaßnahmen empfehlen. Hierzu eignen sich unsere speziellen Retentionsschienen, die nachts getragen werden, alternativ kommen auch fest sitzende Kleberetainer in Betracht. Wir beraten Sie gerne.

Mission possible

ein Aligner-System, unbegrenzte Behandlungsoptionen

Die nivellipso-Schienen eignen sich hervorragend für die Behandlung nahezu jeder Zahnfehlstellung und für fast jede Altersgruppe. Mit der Unterstützung durch unsere Experten ist die unsichtbare Zahnkorrektur auch für KFO-Einsteiger kein Problem. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Diese Indikationen eignen sich am besten, um erste Erfahrungen zu sammeln:



Engstand/Schiefstand

Bei Missverhältnissen der Zahnbreiten entstehen häufig Fehlstellungen, die zu eng oder schief stehenden Zähnen führen. Das beeinträchtigt die Kaufunktion und das Aussehen. Eine Zahnfehlstellung, die sich mit der nivellipso-Therapie problemlos behandeln lässt.



Lückenschluss/Lückenöffnung

Platzüberschuss im Ober- oder Unterkiefer oder Extraktionen führen zu unschönen Lücken, die sich mit nivellipso leicht schließen lassen. Auch eine Lückenöffnung zur Vorbereitung einer prothetischen Versorgung ist mit unserem Aligner gut durchführbar.



Ästhetische Korrekturen

Leichte bis moderate Malokklusionen im Frontzahnbereich lassen sich mit nivellipso ganz einfach behandeln. Sehr gut geeignet ist unsere Zahnschiene auch für die Rezidivkorrektur oder eine Nachbehandlung nach einer bereits erfolgten kieferorthopädischen Behandlung.

Komplexere Fälle: Komplizierte Zahnfehlstellungen wie ein ausgeprägter Kreuzbiss, Tiefbiss sowie ein deutlicher Overbite/Overjet lassen sich mit nivellipso in der Regel ebenfalls behandeln. Dies erfordert jedoch abhängig von der Schwierigkeit des Einzelfalles unter Umständen vertiefte kieferorthopädische Erfahrungen. Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich, ob sich ein Fall zur Behandlung in Ihrer Praxis eignet – ein Anruf genügt!

Your personal support system

umfassende Beratung, kompetente Betreuung

Ein Aligner-System ist für Sie nur dann gewinnbringend, wenn es sich problemlos in Ihre Praxisabläufe integrieren lässt. Das stellen wir durch umfassenden Service und professionelle Ansprechpartner sicher. Unser Support-Team ist mit erfahrenen KFO-Spezialisten besetzt, die Ihnen jederzeit gerne weiterhelfen. Ganz gleich, ob am Telefon, persönlich vor Ort oder online.

Unsere Serviceleistungen im Überblick:

- **Experten-Support:** telefonisch, online oder persönlich vor Ort
- **Benutzerfreundliche firmeneigene Plattform** zur Treatmentplanung
- **Express-Service:** Aufträge und Lieferungen innerhalb von 14 Tagen ab Einsendung
- **Erstellung von Gipsmodellen** aus Abformungen (Silikon oder Polyäther)
- **Scannen der Gipsmodelle** und Archivierung auch dauerhaft
- **Erstellung neuer Modelle** (pro 3D-Modell) aus dem Archiv zur Dokumentation
- **Herstellung von Applikationsschienen** (es können mehrere bestellt werden)
- **Vorbereitung von Pontics** zur Lückenöffnung oder -schließung
- **Herstellung von individuellen Attachments** (falls im Einzelfall erforderlich)
- **Vorbereitung der Aligner** für den Einsatz von Klasse-2-Gummizügen
- **Lieferung einer speziellen Supersoft-Korrekturschiene** bei nicht erfolgter TP-Umsetzung
- **Rücksendung der Gipsmodelle** und/oder Abformlöffel

Machen Sie Ihre Praxis zum klaren Gewinner – werden Sie nivellipso-Anwender.

Nutzen Sie die Chance, Ihr Portfolio um ein innovatives Produkt zu erweitern, das Sie und Ihre Patienten begeistern wird. Die Behandlung mit nivellipso ist eine sinnvolle Erweiterung Ihres ästhetischen Behandlungsspektrums und lässt sich dank einfacher Handhabung und persönlichen Supports problemlos in Ihre Praxisabläufe integrieren.

Wir beraten Sie gerne!

nivellmedical AG
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

T +41 61 422 22 12
F +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com

